

HOOK-IT® Sortiment

GEBRAUCHSANWEISUNG

EINE EINFACHE, EFFEKTIVE LÖSUNG FÜR DIE MONTAGE VON TROPF-/INFUSIONSBEUTELN EINE INNOVATION DES NHS



J-HAKEN

Blau 15mm (FKW010) und 21mm (FKW011)
Wird verwendet, um Infusions- und Flüssigkeitsbeutel an einer Wandhalterung oder einer 15 mm/21 mm breiten Vorhangschiene aufzuhängen. J-HOOK nimmt bis zu zwei IV-Beutel auf, maximale Belastung 5 kg, (bricht unter menschlichem Gewicht, Anti-Ligatur).

Der Haken kann mit Wasser und Seife oder Desinfektionstuch gereinigt werden, wie in der Trust Infection Control Policy empfohlen. Der J-HOOK kann mehreren Sterilisationszyklen standhalten, die bei 135° durchgeführt werden.

Wenn Sie den J-HOOK von der Vorhangschiene entfernen, stellen Sie bitte sicher, dass der J-Hook direkt von der Schiene angehoben und NICHT in einem Winkel entfernt wird.



Wandkonsole

Achten Sie darauf, dass der Text auf der Vorderseite der Klammer aufrecht steht.

Die Wandhalterung (FKW016) sollte ca. 5,5 ft vom Boden aus an einer Wand montiert werden. Positionieren Sie eine Halterung auf beiden Seiten des Patientenbettes, wenn der Platz es zulässt, und im Badezimmer/WC.

Die Halterung kann mit Wasser und Seife oder einem Desinfektionstuch gereinigt werden, wie in der Trust Infection Control Policy empfohlen

HOOK-IT® Sortiment



Anleitung zur Reinigung

Das Produkt kann mit Wasser und Seife oder Alkohol abgewischt werden. Darüber hinaus kann das Produkt zur Sterilisation autoklaviert werden. Das Produkt kann mehreren Sterilisationszyklen standhalten, die bei 135° durchgeführt werden

Stresstest

Das Produkt kann Lasten von bis zu 12,5 Newton standhalten, was 12,5-Liter-Flüssigkeitsbeuteln entspricht.

Lebensdauer des Produkts

3 Jahre



EU AR: MDTi Cyprus Ltd, 1 Kalymnou Q MERITO, 4 floor, 6037 Larnaca, Agios Nikolaos, Kamares, Zypern Stuten, E-mail: info@mdti.eu



Medizintechnik International GmbH (MDTi)
Eingetragener Sitz: The Kace Building,
Victoria Passage, Wolverhampton,
West Midlands WV1 4LG, Vereinigtes
Königreich
Direkte Leitung Nr. +44 (0) 1902 778380
E-Mail : info@medti.co.uk
Firma Nr. 04383577 Wat Nr. 836853102