

## ISTRUZIONI PER L'USO

### UNA SOLUZIONE SEMPLICE ED EFFICACE PER IL MONTAGGIO DI SACCHE ANTIGOCCIA/FLEBO UN'INNOVAZIONE NHS



GANCIO A J

Blu 15 mm (FKW010) e 21 mm (FKW011)

Utilizzato per sospendere sacche per flebo e liquidi da una staffa a parete o da un binario per tende di 15 mm/21 mm di larghezza.

J-HOOK può contenere fino a due sacche per flebo, carico massimo 5 kg, (si rompe sotto il peso umano, anti-legatura).

Il gancio può essere pulito con acqua e sapone o con una salvietta disinfettante come raccomandato dalla Trust Infection Control Policy. Il J-HOOK può resistere a più cicli di sterilizzazione eseguiti a 135°.

**Quando si rimuove il J-HOOK dal binario della tenda, assicurarsi che il J-Hook sia SOLLEVATO direttamente VERSO L'ALTO dal binario e NON rimosso ad angolo.**



Staffa a parete

Assicurarsi che il testo sulla parte anteriore della staffa sia in posizione verticale.

La staffa a parete (FKW016) deve essere montata a circa 5,5 piedi su una parete dal livello del suolo. Posizionare una staffa su entrambi i lati del letto di un paziente, se lo spazio lo consente, e in bagno/toilette.

La staffa può essere pulita con acqua e sapone o con una salvietta disinfettante come raccomandato dalla Trust Infection Control Policy

# Linea HOOK-IT®



## Istruzioni per la pulizia

Il prodotto può essere pulito con acqua e sapone o alcool. Inoltre, il prodotto può essere sterilizzato in autoclave. Il prodotto può resistere a più cicli di sterilizzazione eseguiti a 135°

## Prove da sforzo

Il prodotto può sopportare carichi fino a 12,5 newton, equivalenti a sacche di liquidi da 12,5 litri.

## Vita del prodotto

3 anni



**AR dell'UE:** MDTi Cyprus Ltd, 1 Kalymnou Q MERITO, 4 piano, 6037 Larnaca, Agios Nikolaos, Kamares, Cipro mares, E-mail: [info@mdti.eu](mailto:info@mdti.eu)



Medical Devices Technology International Ltd (MDTi)

Sede legale: The Kace Building, Victoria Passage, Wolverhampton,

West Midlands WV1 4LG, Regno Unito

Linea diretta n. +44 (0) 1902 778380

Posta elettronica : [info@medti.co.uk](mailto:info@medti.co.uk)

Azienda n. 04383577 Wat n. 836853102