

INSTRUKSJONER FOR BRUK

EN ENKEL OG EFFEKTIV LØSNING FOR MONTERING AV DRYPP- /IV-POSER

EN NHS-INNOVASJON



J-KROK

Blå 15 mm (FKW010) og 21 mm (FKW011)
Brukes til å henge IV- og væskeposer fra en
veggbrakett eller 15 mm/21 mm bredde
gardinskinne. J-HOOK vil ta opptil to IV-poser, maks
belastning 5 kg, (vil bryte under menneskelig vekt,
anti-ligatur).

Kroken kan rengjøres med såpe og vann eller
desinfiserende våtserviett som anbefalt av Trust
Infection Control Policy. J-HOOK tåler flere
steriliseringssykluser utført ved 135°.

**Når du fjerner J-HOOK fra gardinsporet, sørg for at
J-Hook er LØFTET direkte OPP fra sporet og IKKE
fjernet i en vinkel.**

Pass på at teksten foran på braketten er oppreist.



Veggbrakett

Veggbraketten (FKW016) skal monteres ca. 5.5 fot på
en vegg fra bakkenivå. Plasser en brakett på hver
side av pasientens seng hvis plassen tillater det, og
på badet/toalettet.

Braketten kan rengjøres med såpe og vann eller
desinfiserende våtserviett som anbefalt av Trust
Infection Control Policy

HOOK-IT-serien®



Instruksjoner for rengjøring

Produktet kan tørkes av med såpe og vann eller alkohol. I tillegg kan produktet autoklaveres for sterilisering. Produktet tåler flere steriliseringssykluser utført ved 135°

Stresstesting

Produktet tåler belastninger på opptil 12,5 newton, tilsvarende 12,5 liters væskeposer.

Produktets levetid

3 år



EU AR: MDTi Cyprus Ltd, 1 Kalymnou Q MERITO, 4 etasje, 6037 Larnaca, Agios Nikolaos, Kamares, Kypros hopper, E-post: info@mdti.eu



Medical Devices Technology International Ltd (MDTi)

Registrert kontor: Kace-bygningen, Victoria Passage, Wolverhampton, West Midlands WV1 4LG, Storbritannia
Direkte linje nr. +44 (0) 1902 778380
E-post : info@medti.co.uk
04383577 Wat 836853102